

DIVINA PRO DIVINA



Amincissement

Épilation laser

Hydrafacial

Votre partenaire en équipements High-Tech

Machines professionnelles

info@divina-pro.be

Belgique - France - Luxembourg

DIVINA PRO DIVINA

La société Divine-pro vous accompagne dans le développement de votre institut en vous fournissant des machines professionnelles.

Toutes nos machines sont certifiées aux normes Européennes :
Risques et précautions CE
Directives machines



Nos formations

Divina-pro offre une formation dans nos instituts partenaires pour toutes commandes

Notre engagement

Livraison, installation et une garantie de 2 ans. Un service après-vente avec nos experts



Machines professionnelles

info@divina-pro.be

Techniques d'amicissements

Cryolipolyse

Lipocavitation

Radiofréquence

CRYO-PRO



Machines professionnelles

Techniques d'amicissements

Cryolipolyse

Mesurage

Le mesurage est une étape déterminante afin de pré-régler la machine selon la corpulence mesurer



Membrane de protection

La membrane de protection permet d'éviter les brûlures causées par le froid intense



Techniques d'amicissements

Cryolipolyse

Principe


Technologie 360° Jusqu'à -10°C - 3 tailles de ventouses La cryolipolyse est une technique révolutionnaire qui provoque l'apoptose des cellules graisseuses par l'action du froid, sans affecter les tissus environnants. La technologie 360° permet de couvrir l'entièreté du pli graisseux grâce à une coque métallique qui refroidit jusqu'à -10°C



3 tailles de ventouses disponibles (option)



Cuisse - Ventre - Bras



Machines professionnelles


Techniques d'amicissements

Lipocavitation - Radiofréquence


Une fois le gel conducteur appliqué, la séance de lipocavitation et radiofréquence sont deux soins permettant :

Radio-fréquence

L'échauffement profond (jusqu'à 2cm sous la peau) va bousculer le tissu adipeux et faire fondre la graisse de manière très puissante et très rapide. Cette technique est adaptée au traitement de la cellulite du ventre, des fesses et cuisses.



La lipocavitation est particulièrement efficace sur la cellulite et les vergetures



Machines professionnelles

Techniques d'amicissements

Cryolipolyse - Lipocavitation - Radiofréquence

CRYO-PRO

Puissance: 1800 W

Puissance d'aspiration: 100 kPA

T° cryo: 5 à -10°C

Refroidissement: air (ventilateurs) + eau (5L)



Cuisse - Ventre - Bras

RF tri et hexapolaire
6 MHz - 1 à 50 j/cm²



Machines professionnelles